



MEDIVAG® Hydro

KADEFARM

globulki

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

- **Przywraca nawilżenie pochwy.**
- **Łagodzi pieczenie, swędzenie i uczucie suchości pochwy.**
- **Przywraca prawidłowe pH pochwy.**
- **Nie zawiera hormonów.**



Instrukcja używania wyrobu medycznego

Przed zastosowaniem **Medivag® Hydro Kadefarm** przeczytaj uważnie instrukcję, nawet jeśli używałeś ten produkt wcześniej. Informacje mogły zostać zmienione w związku z nowymi wynikami badań. Ten wyrób medyczny dostępny jest bez recepty. Zachowaj instrukcję używania na przyszłość, gdyż możesz potrzebować przeczytać ją ponownie.

Suchość pochwy jest często konsekwencją zaburzeń poziomu hormonów, w tym zmniejszoną produkcją estrogenów np. w okresie menopauzy. Tkanki i warstwa nabłonkowa pochwy stają się wówczas cieńsze, bardziej suche i mniej elastyczne (atrofia pochwy). W okresie menopauzy zmniejsza się również ilość naturalnie występującego w organizmie kwasu hialuronowego, który odgrywa ważną rolę w nawilżeniu oraz w regeneracji i gojeniu tkanek. Kwas hialuronowy zapewnia odpowiedni przepływ wody i składników odżywczych przez komórki, co ma ogromne znaczenie dla jędrności i elastyczności tkanki łącznej pochwy.

Suchości pochwy może towarzyszyć jeden lub więcej z następujących objawów:

- świąd
- uszkodzenia nabłonka pochwy
- uczucie pieczenia i dyskomfortu okolic intymnych
- ból podczas stosunku (dyspareunia)
- zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji intymnych

Działanie:

Medivag® Hydro Kadefarm jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania w celu łagodzenia objawów związanych z suchością pochwy. Substancją aktywną, odpowiadającą za działanie wyrobu medycznego, jest hialuronian sodu. To naturalnie występujący w ludzkim ciele polisacharyd, którego budowa umożliwia wiązanie cząsteczek wody. Po aplikacji, globulka rozpuszcza się pod wpływem temperatury ciała i tworzy warstwę barierową na błonie śluzowej pochwy, która zapewnia działanie ochronne i nawilżające w celu złagodzenia objawów takich jak: uczucie suchości pochwy, swędzenie, pieczenie i dyskomfort okolic intymnych.

Preparat pomaga również przywrócić i utrzymać naturalną wartość pH i prawidłową fizjologię pochwy.

Medivag® Hydro Kadefarm nie jest produktem hormonalnym.

Dawkowanie:

Stosuj globulki jeden raz dziennie, przed snem. Wyrób medyczny **Medivag® Hydro Kadefarm** nie może być stosowany dłużej niż 30 dni w jednym okresie kuracji.

Sposób użycia:

1. Umyj ręce.
2. Oderwij część blistra zawierającą globulkę, następnie powoli rozdziel listki folii blistra.
3. Wyjmij ostrożnie globulkę.
4. Umieść globulkę w pochwie tak głęboko, jak to możliwe. W celu ułatwienia aplikacji możesz położyć się na plecach z kolanami uniesionymi do klatki piersiowej.

Możliwe objawy niepożądane:

Istnieje małe prawdopodobieństwo nasilenia świądu i pojawienia się infekcji intymnych. Przerwij stosowanie produktu, jeśli pojawią się jakiegokolwiek objawy niepożądane.

Stosowanie podczas ciąży i/lub karmienia piersią:

Stosowanie **Medivag® Hydro Kadefarm** podczas ciąży lub laktacji jest zalecane tylko po konsultacji z lekarzem.



Ostrzeżenia:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt przeznaczony do stosowania tylko przez osoby dorosłe.
Nie połkać. Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowo.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie zaleca się stosowania globulek **Medivag® Hydro Kadefarm** w połączeniu z innymi preparatami podawanymi dopochwowo, bez konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra.

Skład w jednej globulce:

kwas hialuronowy (5 mg) w postaci hialuronianu sodu, witepsol

Zawartość opakowania:

10 globulek dopochwowych

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.

WYRÓB MEDYCZNY



Okres ważności wyrobu: 2 lata



Data ważności znajduje się na opakowaniu.

Wytwórca:



PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406XP Uden, NL

Dystrybutor:



Kadefarm Sp. z o.o.
Sierosław, ul. Gipsowa 18
62-080 Tarnowo Podgórne
www.kadefarm.pl

